

APLW 063

Inspuiter

met kunststof ondersteuning en flessenhalsinvoerpunt, ster, Ø 6, lengte 175 mm.

EAN: 4002516116295 / Materiaalnummer: 11105230 / Oud Materiaalnummer: 69306300D



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief mondstukdop, Ø 10 mm
- Met vergrendeling

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	76
Buitenmaat, nettobreedte in mm	76
Buitenmaat, nettodiepte in mm	186
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,04
Brutogewicht in kg	0,10