

APLW 068  
Inspuiter  
met houder Ø 6, lengte 275 mm.



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief mondstukdop, Ø 10 mm

EAN: 4002516116349 / Materiaalnummer: 11105280 / Oud Materiaalnummer: 69306800D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Roestvrij staal
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	70
Buitenmaat, nettobreedte in mm	85
Buitenmaat, nettodiepte in mm	287
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,09
Brutogewicht in kg	0,15