

APLW 069

Inspuiter

met roestvrijstalen plaat, Ø 8, lengte 255 mm.

EAN: 4002516116356 / Materiaalnummer: 11105290 / Oud Materiaalnummer: 69306900D



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Draagvlak op sproeier, Ø 17 mm

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, grijs
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	87
Buitenmaat, nettobreedte in mm	87
Buitenmaat, nettodiepte in mm	263
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	350
Nettogewicht in kg	0,08
Brutogewicht in kg	0,09