

APLW 071

Inspuiter

met houder voor maatcilinders tot Ø 105 mm en inspuiters Ø 8, lengte 320 mm.



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Draagvlak op spuitsproeier, Ø 17 mm

EAN: 4002516116370 / Materiaalnummer: 11105310 / Oud Materiaalnummer: 69307100D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, grijs
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	120
Buitenmaat, nettobreedte in mm	120
Buitenmaat, nettodiepte in mm	330
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	350
Nettogewicht in kg	0,24
Brutogewicht in kg	0,38