

APLW 082
Wasgoedfixering
voor injectoren, hoogte 200 mm.



EAN: 4002516116585 / Materiaalnummer: 11105420 / Oud Materiaalnummer: 69308200D

| | |
|---|----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Overige accessoires | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Blauw, Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 87 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 87 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 225 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 12 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 350 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 250 |
| Nettogewicht in kg | 0,02 |
| Brutogewicht in kg | 0,03 |