


APLW 083
Wasgoedfixering
voor injectoren, hoogte 130 mm.



EAN: 4002516116592 / Materiaalnummer: 11105430 / Oud Materiaalnummer: 69308300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	50
Buitenmaat, nettobreedte in mm	50
Buitenmaat, nettodiepte in mm	133
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,03