

APLW 086
Flessenhalsinvoerpunt
Ø 45 mm, voor inspuiters Ø 6 mm.



EAN: 4002516116646 / Materiaalnummer: 11105460 / Oud Materiaalnummer: 69308600D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	33
Buitenmaat, nettobreedte in mm	33
Buitenmaat, nettodiepte in mm	70
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,05