

APLW 089
Adapter
voor inspuitsers.



- Ter aanpassing van inspuitsers Ø 6 mm

EAN: 4002516116677 / Materiaalnummer: 11105490 / Oud Materiaalnummer: 69308900D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	15
Buitenmaat, nettobreedte in mm	15
Buitenmaat, nettodiepte in mm	17
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,01