

APLW 090

Houder

voor pipetten met een doorsnede van maximaal 14 mm en minimaal 4 mm.

EAN: 4002516116684 / Materiaalnummer: 11105500 / Oud Materiaalnummer: 69309000D



<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Houder	•
Overige accessoires	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs, Zwart
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	20
Buitenmaat, nettodiepte in mm	20
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,00