

APLW 091  
Houder  
voor inspuiters Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Materiaalnummer: 11105510 / Oud Materiaalnummer: 69309100D

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                 |           |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •         |
| <b>Accessoires bij apparatuur</b>                           |           |
| PLW 6011  | •         |
| PLW 6111  | •         |
| <b>Productcategorie</b>                                     |           |
| Houder  | •         |
| Overige accessoires   | •         |
| <b>Producteigenschappen</b>                                 |           |
| Materiaal   | Kunststof |
| Kleur   | grijs     |
| <b>Toepassingsgebied</b>                                    |           |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk                      | •         |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                |           |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 20        |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 20        |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 17        |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 12        |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 80        |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 120       |
| Nettogewicht in kg  | 0,00      |
| Brutogewicht in kg  | 0,00      |