

APLW 093  
Spoelhuls  
met kap voor pipetten maximaal Ø 11 mm



EAN: 4002516116721 / Materiaalnummer: 11105530 / Oud Materiaalnummer: 69309300D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Houder	•
Overige accessoires	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Silicone
Kleur	Roestvast staal, Wit
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	25
Buitenmaat, nettobreedte in mm	25
Buitenmaat, nettodiepte in mm	118
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,05