

A 840/1

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 6, lengte 130 mm, 5 stuks.



- Geschikt voor injectorwagen en -rekken, schroefbaar
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem
- Verpakkingseenheid met 5 sproeiers
- Ideaal voor spoelgoed met openingen van 12 tot 85 mm breed
- Diameter van de dop boven: 11 mm

EAN: 4002516188803 / Materiaalnummer: 11112600 / Oud Materiaalnummer: 69684001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	130
Buitenmaat, nettobreedte in mm	92
Buitenmaat, nettodiepte in mm	86
Buitenmaat, brutohoogte in mm	107
Buitenmaat, brutobreedte in mm	130
Buitenmaat, brutodiepte in mm	195
Nettogewicht in kg	0,13
Brutogewicht in kg	0,24