

A 841/2

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 6, lengte 210 mm, 10 stuks



- Geschikt voor injectorwagens en -rekken, schroefbaar
- Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem
- Verpakkingseenheid met 10 sproeiers

EAN: 4002516188827 / Materiaalnummer: 11113140 / Oud Materiaalnummer: 69684102D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	210
Buitenmaat, nettobreedte in mm	92
Buitenmaat, nettodiepte in mm	86
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	150
Buitenmaat, brutodiepte in mm	260
Nettogewicht in kg	0,35
Brutogewicht in kg	0,48