

A 841/3

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 6, lengte 210 mm, 20 stuks



- Geschikt voor injectorwagen en -rekken, schroefbaar
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem
- Verpakkingseenheid met 20 sproeiers

EAN: 4002516188834 / Materiaalnummer: 11113150 /
Oud Materiaalnummer: 69684103D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	210
Buitenmaat, nettobreedte in mm	92
Buitenmaat, nettodiepte in mm	86
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	295
Nettogewicht in kg	0,73
Brutogewicht in kg	0,89