

A 840/2

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 6, lengte 130 mm, 10 stuks.



- Geschikt voor injectorwagen en -rekken, schroefbaar
- Ideaal voor spoelgoed met openingen van 12 tot 85 mm breed
- Diameter van de kap boven: 11 mm
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516188841 / Materiaalnummer: 11113160 / Oud Materiaalnummer: 69684002D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	130
Buitenmaat, nettobreedte in mm	92
Buitenmaat, nettodiepte in mm	86
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	150
Buitenmaat, brutodiepte in mm	260
Nettogewicht in kg	0,27
Brutogewicht in kg	0,40