

A 842/1

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 4, lengte 90 mm, 5 stuks



- Geschikt voor injectorwagen en -rekken, schroefbaar
- Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem
- Verpakkingseenheid met 5 sproeiers

EAN: 4002516188865 / Materiaalnummer: 11113590 / Oud Materiaalnummer: 69684201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	90
Buitenmaat, nettobreedte in mm	76
Buitenmaat, nettodiepte in mm	71
Buitenmaat, brutohoogte in mm	105
Buitenmaat, brutobreedte in mm	94
Buitenmaat, brutodiepte in mm	132
Nettogewicht in kg	0,09
Brutogewicht in kg	0,14