

A 843/2

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 4, lengte 185 mm, 10 stuks



- Geschikt voor injectorwag en -rekken, schroefbaar
- Ideaal voor spoelgoed met openingen van 10 tot 70 mm breed
- Diameter van de kap boven: 9 mm
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516188896 / Materiaalnummer: 11113730 / Oud Materiaalnummer: 69684302D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	185
Buitenmaat, nettobreedte in mm	76
Buitenmaat, nettodiepte in mm	71
Buitenmaat, brutohoogte in mm	107
Buitenmaat, brutobreedte in mm	130
Buitenmaat, brutodiepte in mm	195
Nettogewicht in kg	0,21
Brutogewicht in kg	0,32