

A 845/2

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 2,5, lengte 125 mm, 10 stuks.



- Geschikt voor injectorwagen en -rekken, schroefbaar
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem
- Verpakkingseenheid met 10 sproeiers

EAN: 4002516119685 / Materiaalnummer: 11116130 / Oud Materiaalnummer: 69684502D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	125
Buitenmaat, nettobreedte in mm	60
Buitenmaat, nettodiepte in mm	55
Buitenmaat, brutohoogte in mm	85
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Nettogewicht in kg	0,12
Brutogewicht in kg	0,19