

A 845/3

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 2,5, lengte 125 mm, 20 stuks.



- Geschikt voor injectorwagen en -rekken, schroefbaar
- Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem
- Verpakkingseenheid met 20 sproeiers

EAN: 4002516188957 / Materiaalnummer: 11116140 / Oud Materiaalnummer: 69684503D

| Productcategorisatie | |
|---|----------------------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Productcategorie | |
| Inspuiter | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem | • |
| Toepassing | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 125 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 60 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 55 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 107 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 130 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 195 |
| Nettogewicht in kg | 0,25 |
| Brutogewicht in kg | 0,36 |