

A 300/3

Injectormodule

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk – uitgerust met 8 sproeiers.



- Geschikt voor lab. glaswerk zoals erlenmeyers, rondkolf, enz.
- Uitgerust met 4 sproeiers A 840 en 4 sproeiers A 841
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem
- Sproeierafstand 118 mm in de breedte, 118 mm in de diepte

EAN: 4002516188964 / Materiaalnummer: 11116900 /
Oud Materiaalnummer: 69630003D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	8
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	8
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	228
Buitenmaat, nettobreedte in mm	208
Buitenmaat, nettodiepte in mm	479
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515
Nettogewicht in kg	1,47
Brutogewicht in kg	1,91
Meegeleverde verpakking	
A 840, inspuiter Ø 6 mm, lengte 130 mm [aantal]	4
A 841, inspuiter Ø 6 mm, lengte 210 mm [aantal]	4