


A 301/5

Injectormodule

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk – uitgerust met 18 sproeiers.



- Geschikt voor lab. glaswerk zoals erlenmeyers, rondkolf, enz.
- Uitgerust met 9 sproeiers A 842 en 9 sproeiers A 843
- Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem
- Sproeierafstand 78 mm in de breedte, 78 mm in de diepte

EAN: 4002516188971 / Materiaalnummer: 11116950 /

Oud Materiaalnummer: 69630105D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	18
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	203
Buitenmaat, nettobreedte in mm	232
Buitenmaat, nettodiepte in mm	480
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515
Nettogewicht in kg	2,16
Brutogewicht in kg	3,17
Meegeleverde verpakking	
A 842, inspuiter Ø 4 mm, lengte 90 mm [aantal]	9
A 843, inspuiter Ø 4 mm, lengte 185 mm [aantal]	9