

APWD 072

Inspuiter

voor de optimale behandeling van instrumenten met lumina, met name zuigers.

EAN: 4002516122289 / Materiaalnummer: 11127460 / Oud Materiaalnummer: 68407200D



- Geschikt voor het rek APWD 061
- Met gebruik van adapter APWD 073
- De afbeelding toont APWD 072 met adapter APWD 073

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,00