

APWD 074

Adapter

voor gebruik van de A 812 in rek APWD 061.



EAN: 4002516122302 / Materiaalnummer: 11127550 / Oud Materiaalnummer: 68407400D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,01