

A 856
Siliconen slang
voor het koppelen van spoelgoed, lengte 300 mm.



- Draaibare verbindingsslang
- Lengte 300 mm

EAN: 4002516208136 / Materiaalnummer: 11131010 /
Oud Materiaalnummer: 69785600D

| Productcategorisatie | |
|--|---------------------------------|
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Productcategorie | |
| Overige accessoires | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Silicone |
| Kleur | Roestvast staal, Transparant |
| Toepassing | |
| Herverwerking van MIC-instrumenten | • |
| Herverwerking van OK-instrumenten | • |
| Herverwerking van holle instrumenten | • |
| Herverwerking van diverse hulpstukken | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 8 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 8 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 328 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 12 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 80 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 120 |
| Nettogewicht in kg | 0,02 |
| Brutogewicht in kg | 0,02 |