


A 14/1

Deksel

Voor het vastzetten van gevoelig spoelgoed.



- Deksel van roestvrij staal
- 8 x 8 mm ponsen, 3 mm staafje
- Bedekt de helft van de inzet AK 12/1

EAN: 4002516340126 / Materiaalnummer: 11131560 / Oud Materiaalnummer: 69746003D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Deksel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	19
Buitenmaat, nettobreedte in mm	207
Buitenmaat, nettodiepte in mm	224
Buitenmaat, brutohoogte in mm	65
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,20
Brutogewicht in kg	0,35