

AK 12/1

Gebruik

voor het plaatsen van diverse accessoires.



- Geschikt voor bijv. maatbekers, trechters en afkolfpompen
- Met flexibele handgrepen

EAN: 4002516343714 / Materiaalnummer: 11131690 / Oud Materiaalnummer: 69501204D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekersglazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	122
Buitenmaat, nettobreedte in mm	224
Buitenmaat, nettodiepte in mm	434
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	450
Nettogewicht in kg	0,65
Brutogewicht in kg	1,07