

GP TDC 141 L
TwinDos Care
Reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem.

EAN: 4002516200079 / Materiaalnummer: 11171420 /
Oud Materiaalnummer: 11997165EU1



- Voor het spoelen van de TwinDos-doseerslangen
- Te gebruiken wanneer er van product wordt gewisseld
- Te gebruiken voor een langere gebruikspauze (min. 2 maanden)
- Waarborgt de optimale functie van het automatische doseersysteem
- Voor ca. 5 reinigingsprocessen
- Voor Miele wasmachines en drogers met TwinDos