

TT 86

Transferwagen

voor be-/ontladen van reinigings-/desinfectieautom. en laboratoriumvaatwassers.

EAN: 4002516147725 / Materiaalnummer: 11178960 / Oud Materiaalnummer: 69200115D



- Uitgerust met 4 looprollen, verstelbaar
- Eenvoudige en aangename hantering door ergonomische handgrepen
- Uitgerust met uitneembare opvangschaal
- Op verschillende hoogtes vast in te stellen
- Geschikt voor reiniging in containerwagenwasinstallaties

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	911
Buitenmaat, nettobreedte in mm	693
Buitenmaat, nettodiepte in mm	990
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1130
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	22,20
Brutogewicht in kg	41,00