

## ProCare Med 10 BPA - 5 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor de optimale behandeling van reservoirs, zoals bedpannen en urineflessen.



- Snelle en efficiënte reiniging
- Afgestemd op bedpanspoelers van Miele
- Vloeibaar concentraat
- pH-waarde 11,2-11,5

EAN: 4002516184911 / Materiaalnummer: 11233310 / Oud Materiaalnummer: 69802101DE

<b>Productcategorisatie</b>	
Bedpanspoeler	•
<b>Toepassingsmogelijkheden</b>	
Verwijdering van vervuilingen	Sehr gut
<b>Aanbevolen dosering</b>	
pH-waarde van gebruikte oplossing	11,2-11,5
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkaliën, EDTA (chelaatvormer), Fosfonaat
Goed reinigingsvermogen	•
Zeer goed afspoelbaar	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	142
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Brutogewicht in kg	7
Inhoud in ml	5000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
CE	•