

A 857

Ombouwset

voor gebruik van wagens van de apparaten G 7827/28 en PG 8527/28 in de PG 86xx.



- Gebruik van bestaande Miele-ladingdragers in de PG 86xx
- Voor alle ladingdragers van de G 7827, G 7828, PG 8527 en PG 8528

EAN: 4002516201946 / Materiaalnummer: 11235960 / Oud Materiaalnummer: 69685700D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Productcategorie</b>	
Ombouwset	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	60
Buitenmaat, brutobreedte in mm	110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	405
Nettogewicht in kg	0,33
Brutogewicht in kg	0,43