

A 857

Ombouwset

voor gebruik van wagens van de apparaten G 7827/28 en PG 8527/28 in de PG 86xx.



- Gebruik van bestaande Miele-ladingdragers in de PG 86xx
- Voor alle ladingdragers van de G 7827, G 7828, PG 8527 en PG 8528

EAN: 4002516201946 / Materiaalnummer: 11235960 /
Oud Materiaalnummer: 69685700D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Ombouwset	•
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	60
Buitenmaat, brutobreedte in mm	110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	405
Nettogewicht in kg	0,33
Brutogewicht in kg	0,43