


A 850
Rooster
voor injectormodule A 620.



- Indeling: 2 x 5 velden
- Kan op injectormodule A 620 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516200703 / Materiaalnummer: 11236630 / Oud Materiaalnummer: 69685000D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	10
Breedte van de vakken in mm	114
Lengte van de vakken in mm	110
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	147
Buitenmaat, nettobreedte in mm	244
Buitenmaat, nettodiepte in mm	578
Buitenmaat, brutohoogte in mm	135
Buitenmaat, brutobreedte in mm	285
Buitenmaat, brutodiepte in mm	585
Nettogewicht in kg	0,55
Brutogewicht in kg	0,95