


A 851
Rooster
voor injectormodule A 621.



- Indeling: 3 x 7 velden
- Kan op injectormodule A 621 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516201915 / Materiaalnummer: 11236640 / Oud Materiaalnummer: 69685100D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	21
Breedte van de vakken in mm	74
Lengte van de vakken in mm	77
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	119
Buitenmaat, nettobreedte in mm	243
Buitenmaat, nettodiepte in mm	580
Buitenmaat, brutohoogte in mm	135
Buitenmaat, brutobreedte in mm	285
Buitenmaat, brutodiepte in mm	586
Nettogewicht in kg	0,67
Brutogewicht in kg	1,07