


A 852
Rooster
voor injectormodule A 622.



- Indeling: 4 x 9 velden
- Kan op injectormodule A 622 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem

EAN: 4002516201922 / Materiaalnummer: 11236650 / Oud Materiaalnummer: 69685200D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, grijs, Zwart
Aantal vakken	36
Breedte van de vakken in mm	59
Lengte van de vakken in mm	58
Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	76
Buitenmaat, nettobreedte in mm	256
Buitenmaat, nettodiepte in mm	562
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	330
Buitenmaat, brutodiepte in mm	680
Nettogewicht in kg	0,61
Brutogewicht in kg	0,99