


E 319/4

Vlakke zeef

voor optimale bescherming tegen verontreiniging door etiketten of glassplinters.



- Vlakke zeef voor grove verontreinigingen
- Voorkomt verontreiniging door etiketten van laboratoriumglaswerk
- Voorkomt verontreiniging door glassplinters bij glasbreuk

EAN: 4002516207429 / Materiaalnummer: 11237950 / Oud Materiaalnummer: 69531905D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Afdekking	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	57
Buitenmaat, nettobreedte in mm	455
Buitenmaat, nettodiepte in mm	513
Buitenmaat, brutohoogte in mm	90
Buitenmaat, brutobreedte in mm	475
Buitenmaat, brutodiepte in mm	525
Nettogewicht in kg	2,37
Brutogewicht in kg	2,98