

A 12/2

Inzet

voor voorzichtig reinigen van gevoelig spoelgoed door breken reinigungsstraal.



- Met uitstansingen 7 x 7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek
- Bedekt het halve beladingsoppervlak van een rek
- Niet te gebruiken met PG 8536

EAN: 4002516237068 / Materiaalnummer: 11238030 / Oud Materiaalnummer: 69501205D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Productcategorie</b>	
Plaatje	•
Onderlegger	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	237
Buitenmaat, nettobreedte in mm	448
Buitenmaat, nettodiepte in mm	14
Buitenmaat, brutohoogte in mm	65
Buitenmaat, brutobreedte in mm	255
Buitenmaat, brutodiepte in mm	475
Nettogewicht in kg	0,39
Brutogewicht in kg	0,57