

LDTT 86

Opvangfles

met rooster voor het verzamelen van afdruiptocht van de TT 86.



- Aanbrengen onder de opvangschaal

EAN: 4002516271864 / Materiaalnummer: 11293740 / Oud Materiaalnummer: 69200120D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	121
Buitenmaat, nettobreedte in mm	130
Buitenmaat, nettodiepte in mm	147
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	295
Nettogewicht in kg	0,41
Brutogewicht in kg	0,56