

A 320

Inzet

voor voorzichtig reinigen van gevoelig spoelgoed door breken reinigingsstraal.



- Met uitstansingen 7 x 7 mm

EAN: 4002516237082 / Materiaalnummer: 11295510 / Oud Materiaalnummer: 69632000D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Onderlegger	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	10
Buitenmaat, nettobreedte in mm	237
Buitenmaat, nettodiepte in mm	536
Buitenmaat, brutohoogte in mm	60
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	0,47
Brutogewicht in kg	0,63