


DKF 29-R

Regeneereerbaar Longlife air-clean-geurfilter

voor Miele afzuigkappen met luchtcirculatie DA 909x W, DA 929x W en DAH xxxx.



EAN: 4002516221647 / Materiaalnummer: 11295570 /  
Oud Materiaalnummer: 28996412EU1

- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Bij aanhouden van wisselinterval gunstiger dan eenmalig filter