


A 321

Gebruik

voor het plaatsen van diverse accessoires.



- Geschikt voor bijv. maatbekers, trechters en afkolfpompen
- Met flexibele handgrepen

EAN: 4002516237099 / Materiaalnummer: 11309380 / Oud Materiaalnummer: 69632100D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Apparaat-/accessoirecategorisatie	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekersglazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	80,7
Buitenmaat, nettobreedte in mm	240
Buitenmaat, nettodiepte in mm	545
Buitenmaat, brutohoogte in mm	90
Buitenmaat, brutobreedte in mm	255
Buitenmaat, brutodiepte in mm	585
Nettogewicht in kg	0,76
Brutogewicht in kg	0,99