


DKF 28-R  
Regeneereerbaar Longlife air-clean-geurfilter  
Voor Miele circulatie-afzuigkappen DA 7378 D

EAN: 4002516241805 / Materiaalnummer: 11347530 /  
Oud Materiaalnummer: 28996415EU1



- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Bij aanhouden van wisselinterval gunstiger dan eenmalig filter