

APST 003

Aluminium tray

voor plaatsing van instrumenten of poreuze goederen, klein.



- Geperforeerd, voor optimale dampdoorlaatbaarheid
- Hoge stabiliteit bij laag gewicht
- Geschikt voor de PST 1710 en PST 1720

EAN: 4002516297055 / Materiaalnummer: 11377310 /
Oud Materiaalnummer: 68900003D

Productcategorisatie

Kleine sterilisatoren

•

Accessoires bij apparatuur

PST 1710

•

PST 1720

•

Productcategorie

Tray's/dienbladen

•

Toepassing

Herverwerking van oogheekkundige instrumenten

•

Herverwerking van gynaecologische instrumenten

•

Herverwerking van KNO-instrumenten

•

Herverwerking van tandheekkundige instrumenten

•

Herverwerking van OK-instrumenten

•

Herverwerking van holle instrumenten

•

Producteigenschappen

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zilver

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

20

Buitenmaat, nettobreedte in mm

287

Buitenmaat, nettodiepte in mm

186

Buitenmaat, brutohoogte in mm

35

Buitenmaat, brutobreedte in mm

200

Buitenmaat, brutodiepte in mm

300

Nettogewicht in kg

0,18

Brutogewicht in kg

0,25