

APST 003

Aluminium tray

voor plaatsing van instrumenten of poreuze goederen, klein.



- Geperforeerd, voor optimale dampdoorlaatbaarheid
- Hoge stabiliteit bij laag gewicht
- Geschikt voor de PST 1710 en PST 1720

EAN: 4002516297055 / Materiaalnummer: 11377310 / Oud Materiaalnummer: 68900003D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PST 1710	•
PST 1720	•
Productcategorie	
Tray's/dienbladen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Aluminium
Kleur	Zilver
Toepassing	
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	287
Buitenmaat, nettodiepte in mm	186
Buitenmaat, brutohoogte in mm	35
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,18
Brutogewicht in kg	0,24