

APST 004

Aluminium tray

voor plaatsing van instrumenten of poreuze goederen, groot.



- Geperforeerd, voor optimale dampdoorlaatbaarheid
- Hoge stabiliteit bij laag gewicht
- Geschikt voor de PST 2210 en PST 2220

EAN: 4002516299448 / Materiaalnummer: 11377330 / Oud Materiaalnummer: 68900004D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Tray's/dienbladen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Aluminium
Kleur	Zilver
Toepassingsgebied	
Herverwerking van oogheeskundige instrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheeskundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	40
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	0,23
Brutogewicht in kg	0,34