

APST 005
Trayhouder
voor het veilig verwijderen van aluminium trays.



- Kunststof greep

EAN: 4002516298199 / Materiaalnummer: 11377340 / Oud Materiaalnummer: 68900005D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	186
Buitenmaat, nettodiepte in mm	379
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,04
Brutogewicht in kg	0,05