

## DataDiary Cube

App-gebaseerde procesdocumentatie

voor eenvoudig en draadloos opstellen van protocol van CUBE-tafelsterilisatoren.



- Onderhoudsarme Plug & Play-oplossing
- Draadloze data-overdracht via lokaal WiFi-netwerk
- Maken van protocollen in pdf-formaat
- Gebruikersidentificatie via user-ID met wachtwoord of NFC-tag
- Incl. toegang tot app, WiFi-dongle-key en 5 NFC-chipkaarten
- Compatibel vanaf Android 8.0 en iOS 12.4

EAN: 4002516298328 / Materiaalnummer: 11394260 / Oud Materiaalnummer: 68819003D

<b>Productcategorisatie</b>	
Kleine sterilisatoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Productcategorie</b>	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Ondersteunde bedrijfssystemen	Android
Minimaal vereiste beeldscherm diagonaal eindapparaat in inches	7,00
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	10
Buitenmaat, nettobreedte in mm	25
Buitenmaat, nettodiepte in mm	69
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,08
Brutogewicht in kg	0,09