

WA CCR 0302 L

Caps CottonRepair

Speciaalwasmiddel voor katoen, verpakking met 3 capsules. EasyOpen.

EAN: 4002516380559 / Materiaalnummer: 11485820 /
Oud Materiaalnummer: 11997173EU2



- Laat textiel er zichtbaar nieuw uitzien na slechts één wasbeurt
- Speciaal Miele-recept met Novozymes-technologie
- Anti-pilling effect en verbeterde kleurintensiteit en helderheid
- Maximaal 1-2 x per jaar per kledingstuk gebruiken
- Caps van 100% gerecycled plastic – milieuvriendelijk
- Voor 3 toepassingen – te gebruiken in alle soorten wasmachines