

## DOS K 85 flex

Doseermodule voor reservoir van 5-10 l

voor automatische dosering vloeibare reinigingsmiddelen, met leegstandindicator.



- Doseercontrole – grote procesveiligheid volgens DIN EN ISO 15883
- Voor dosering van vloeibaar reinigingsmiddel/neutralisatiemiddel
- 352 mm mm zuiglans voor jerrycans van 5–10 l met flexibele sluiting
- Ombouw zuiglansen voor jerrycans 10–30 l verkrijgbaar via Miele

EAN: 4002516357438 / Materiaalnummer: 11498880 / Oud Materiaalnummer: 69747052D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Opvoersnelheid in ml/60 sec.	55
Lengte van de zuiglans in mm	352
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	200-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	198
Buitenmaat, brutodiepte in mm	478
Nettogewicht in kg	2,25
Brutogewicht in kg	2,45
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•