

## DOS K 85/1 flex

Doseermodule voor reservoir van 5 l

voor automatische dosering vloeibare reinigingsmiddelen, met leegstandindicator.



- Doseercontrole – grote procesveiligheid volgens DIN EN ISO 15883
- Voor dosering van vloeibaar reinigingsmiddel/neutralisatiemiddel
- 214 mm mm zuiglanen voor jerrycans van 5 l met flexibele sluiting
- Ombouw zuiglanen voor jerrycans 10–30 l verkrijgbaar via Miele

EAN: 4002516365297 / Materiaalnummer: 11498920 / Oud Materiaalnummer: 69747053D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Opvoersnelheid in ml/60 sec.	55
Lengte van de zuiglanen in mm	214
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	200-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	198
Buitenmaat, brutodiepte in mm	478
Nettogewicht in kg	1,52
Brutogewicht in kg	1,74
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•