

RF MF27/28

Adapter

voor gebruik van de transferwagen MF 27/28 met de serie PLW 8615/16/17.



**Image  
in progress**

- Navulbaar oploselement voor de transferwagen MF 27/28
- Montage gebeurt door een technicus
- Bij de PLW 86165-apparaten met 2 deuren zijn er 2 stuks nodig

EAN: 4002516352471 / Materiaalnummer: 11499280 / Oud Materiaalnummer: 69249201D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Productcategorie</b>	
Adapter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,25
Brutogewicht in kg	0,25